

Лабораторная информационная система ЛИСТ  
Инструкция по установке

## **1. Минимальные требования**

Минимальные требования к серверу составляют:

- Оперативная память: не менее 8Гб;
- Дисковое пространство: 1 Тб;
- Операционные системы семейства windows, возможно применение Linux.

Минимальные требования к клиентским рабочим местам составляют:

- Операционная система: Windows 7, Windows 10, Windows 11;
- Оперативная память: не менее 4 Гб;
- Объем ПО: 40 Мб.

## **2. Загрузка и установка ПО серверной части**

Для установки программного продукта необходимо выполнить следующие шаги:

1. Установить PostgreSQL версии не ниже 16;
2. Установить Apache Tomcat версии не ниже 8;
3. Запустить скрипты создания базы данных, предоставленные разработчиком;
4. В Tomcat развернуть web приложения предоставленные разработчиком;

## **3. Загрузка и установка ПО клиентской части**

Для установки программного продукта необходимо выполнить следующие шаги:

1. Скачать программное обеспечение информационно системы ЛИСТ по ссылке (предоставляется разработчиком);
2. Запустить инсталлятор, будут созданы ярлыки на рабочем столе и в системном меню
3. Убедиться, что установлен пакен Microsoft Office версии не менее 2013.

